

NTK
TECHNICAL CERAMICS

患者さまの快適性を第一に考え
さらなる信頼性の向上を目指しました。

医療用 酸素濃縮装置

サンツメイト[®]-5F



運転音が非常に静か


地球環境に優しい省エネ設計

医療機器製造販売認証番号 221ABBZX00223000

特長

電気代

当社従来5L器に比べ消費電力最大約63%低減。
電気料金で月額600円～最大3,000円程度の節約になります。
(例:1日24時間使用した場合)



使いやすさの向上

操作部の流量表示LEDを大型化し、操作がしやすくなりました。

運転音

室内使用において運転音が気になりません。
従来器よりもさらに静粛性がアップしました。

警報機能

各種警報機能を搭載し、患者様の安心・安全をサポートします。

操作パネル

運転スイッチ

- 入：運転している状態です
- 切：停止している状態です

明るさセンサ

積算時間計

流れ表示ランプ



異常表示ランプ

酸素濃度ランプ

流量表示ランプ

流量設定つまみ

カニューラ折れランプ

加湿器ランプ

製品仕様

販売名：サンソメイト-5F
 一般名称：酸素濃縮装置
 分類：管理医療機器・特定保守管理医療機器
 酸素濃度：88vol%以上(全流量設定値において)
 流量設定値：0.50/0.75/1.00/1.25/1.50/2.00/
 2.50/3.00/3.50/4.00/5.00(L/分)
 電源：AC100V (50/60Hz)
 消費電力：95W(流量1L/分時)
 120W(流量3L/分時)
 195W(流量5L/分時)
 運転音：27dB(A)以下(流量3L/分時)
 30dB(A)以下(流量5L/分時)

警報機能：濃度異常、流量異常、低圧異常、高圧異常、
 電源異常、カニューラ折れ、加湿器酸素漏れ、
 流量不設定、その他異常

その他機能：表示ランプの明るさ自動切替機能

寸法：幅320mm×奥行き400mm×高さ660mm

重量：30Kg

電撃保護：クラスII機器、B型装着部

E M C：JIS T0601-1-2:2002に適合
 CISPR11、グループ1、クラスB

使用条件：周囲温度 5～35℃(結露なきこと)
 気圧範囲 910hPa以上

※本製品の的外観・仕様等を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

NGK | **NTK**
 スパークプラグ | ニューセラミック

日本特殊陶業

セラミック関連事業本部
 応用セラミック事業部 営業部
 〒485-8510 小牧市大字岩崎2808
 TEL(0568)76-1251 FAX(0568)76-1292